

Bisco

CE0459

REVEALTM

*Light-
Cured*

Bonded Functional Esthetic Prototype

Instructions for Use

RU



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-184R2
Rev. 6/13

REVEAL™*

Функциональный Эстетический Адгезивный Прототип ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

REVEAL является высокопрочным текучим композитом для изготовления более долговечной промежуточной эстетичной временной конструкции, обычно относящейся к BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype). Нано частицы наполнителя создают для **REVEAL** отличную полируемость в то время, как упрочненный наполнитель позволяет высокое заполнение, обеспечивая **REVEAL** максимальной прочностью и долговечностью. **REVEAL** позволяет врачу уточнить эстетические ожидания пациента до того, как окончательная реставрация изготовлена.

Показания Для Применения:

Связуемый Функциональный Эстетический Прототип

Предостережение:

- Перекрестное заражение: Продукт может содержать элементы, предназначенные для одноразового употребления. Избавьтесь от использованных разовых капсульных доз, аппликаторов и наконечников. Не очищайте, не дезинфицируйте и не используйте заново.

Меры предосторожности:

- Избегайте контакт с кожей; неполимеризованная смола может вызывать реакцию кожи у предрасположенных индивидуумов. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ

1. Изолируйте и очистьте все поверхности, с которыми будет соприкасаться **REVEAL**.
2. Изготовьте индивидуальную ложку, используя прозрачный материал (как Triad TranSheet Clear*) на гипсовой модели.
3. Полимеризуйте индивидуальную ложку в световом приборе (ящике). Обработайте края при необходимости.
4. Внесите Clear VPS (как, например, **REVEAL** Clear Matrix) в индивидуальную ложку и на гипсовую модель и установите индивидуальную ложку на модели.
5. После застывания Clear VPS, удалите излишки материала. Примерьте во рту пациента.
6. Протравите зубы протравкой, как UNI-ETCH®* w/BAC (в зависимости от времени: выборочная или полная протравка) и сполосните.
7. Нанесите адгезив (как ALL-BOND 3®*в соответствии с инструкцией) и свето-полимеризуйте 10 сек.
8. Введите **REVEAL** в прозрачную индивидуальную ложку (Clear Matrix).
9. Установите Clear Matrix/Custom Tray во рту, позволяйте **REVEAL** оставаться текучим в течении 2 минут.
10. Удалите твердую индивидуальную ложку, оставив Clear Matrix во рту. Полимеризуйте **REVEAL** через шаблон 20 сек на поверхность.
11. Удалите шаблон (Clear Matrix) и удалите излишки композита бором или алмазной головкой.
12. Отполируйте композит

ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (20°C - 25°C).

ГАРАНТИИ: BISCO, Inc. признает ответственность замены продукта, если он доказано дефектен. BISCO, Inc. на несет ответственности за повреждения и потерю либо непосредственную или в результате использования продукта, как описано. Ответственностью пользователя является определить Before using, it is the responsibility of the user to determine the соответствие продукта для намерений применения. Пользователь принимает все риски и ответственность в соответствии со сказанным.

* Reveal - торговая марка Bisco, Inc.

Triad transSheet Clear производит Dentsply International

UNI-ETCH and ALL-BOND3 зарегистрированные торговые марки Bisco, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-BIS-DENT
847-534-6000
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92